LOGIN ISCRIVITI ORA WISHLIST Scegli la lingua Italiano Inglese

Chiudi Menu Home Prodotti Chi siamo Blog Store Locator Collabora con noi Diventa rivenditore LOGIN ISCRIVITI ORA

HOME|TIRALATTE ELETTRICO SINGOLO A 3 FASI - MATERNO SMART 1287X

tiralatte-elettrico-materno-smart-x

Tiralatte elettrico singolo a 3 fasi - Materno Smart 1287X

Tiralatte elettrico con tecnologia a 3 fasi e 9 livelli di intensità per fase. 3 fasi: Massaggio e stimolazione, Estrazione e Funzione "anti-stasi.

Evita i ristagni di latte ed il rischio di ingorghi mammari e mastiti. Batteria al litio ricaricabile in 3 ore che permette di effettuare fino a 4 cicli di estrazione completi.

Coppa intercambiabile da 20 mm inclusa. Biberon anticolica Nuvita da 150ml incluso, l'unico approvato AlO.

Coppette per il seno da 24 e 28 mm acquistabili separatamente.

Trasformabile in un tiralatte doppio grazie al kit di trasformazione venduto separatamente.

In regalo con ogni acquistα 10 coppette assorbilatte monouso, 1 adattatore e 5 sacchetti per la conservazione del latte materno.



Trovalo in negozio



Scarica il manuale d'istruzioni

Spendi €45,00 ed ottieni la spedizione gratuita

I nostri ordini vengono evasi entro 12 ore.

CODICE SKU: NU-ALTL0051

Your browser does not support our video.

Esclusiva tecnologia a 3 fasi La tecnologia a tre fasi assicura un'esperienza di allattamento fluida e confortevole, consentendo di produrre più latte con meno sforzo. Nella Fase 1, il nostro tiralatte elettrico offre**9 livelli di pressione automatica** e il massaggio per stimolare il seno e prepararlo all'estrazione. La Fase 2 offre 9 livelli di estrazione personalizzabili, che imitano le due fasi naturali di suzione del bambino: suzioni brevi e poco profonde per stimolare la produzione di latte, seguite da suzioni lente e profonde che favoriscono una maggiore fuoriuscita di latte dal seno. La funzione di drenaggio anti-stasi della Fase 3 è selezionabile, quando necessario, per favorire lo svuotamento del seno e prevenire il rischio di ingorghi o mastiti.

Un unico tiralatte per un doppia comodità Non dovrai più scegliere se acquistare un tiralatte singolo o doppio perché, grazie al**sistema modulare** con cui è realizzato, potrai averli entrambi in base alle tue necessità. sterà comprare l'apposito kit venduto separatamente per trasformare il tuo tiralatte da singolo a doppio

Spesso acquistati insieme

Potrebbero interessarti anche

Quali sono i vantaggi della tecnologia a 3 fasi del tiralatte?

La tecnologia a 3 fasi del tiralatte Nuvita Materno Smart X aiuta a prevenire i rischi di ingorghi mammari e mastiti. Le prime due fasi simulano la suzione naturale del neonato, mentre la terza fase aiuta a svuotare i dotti galattofori per evitare gli ingorghi mammari e stimolare la produzione dei latte materno. Quante opzioni di personalizzazione offre il tiralatte Nuvita Materno Smart X?

Il tiralatte Nuvita Materno Smart X offre 27 programmi diversi e 9 livelli di intensità per ogni fase. Ciò consente una personalizzazione completa dell'estrazione del latte, in modo che ogni mamma possa scegliere il massaggio e l'intensità di estrazione che meglio si adattano alle proprie preferenze.

Posso adattare la coppa per il seno a diverse misure?

Sì, la coppa per il seno inclusa nel tiralatte è di misura standard (20 mm), ma è possibile sostituirla con una coppa di misura diversa (24 mm o 28 mm) acquistabile separatamente. Questo consente di adattare la coppa alle diverse fisicità del seno durante l'allattamento.

Come funziona l'alimentazione del tiralatte Nuvita Materno Smart X?

Il tiralatte Nuvita Materno Smart X ha una doppia alimentazione. Può funzionare sia tramite la presa di corrente che con la batteria ricaricabile al litio. La batteria si ricarica in 3 ore utilizzando l'alimentatore USB incluso. Questo consente al tiralatte di avere un'autonomia di 4 cicli completi di estrazione, rendendolo portatile e comodo da utilizzare anche fuori casa. È possibile trasformare il tiralatte in un modello doppio?

Sì, il tiralatte Nuvita Materno Smart X è trasformabile in un tiralatte doppio acquistando il "Kit Doppio Nuvita". Ciò consente di effettuare l'estrazione da entrambi i seni contemporaneamente, risparmiando tempo e aumentando l'efficienza.

Condizioni di vendita

Garanzia Politica dei resi Spedizione e Consegna Pagamenti Privacy & Cookies policy

Servizio Clienti

Tracciamento ordine Modifica ordine Richiesta di supporto Richiesta di recesso Non conformità ordine

Collabora con noi

Rivenditori

Social

Facebook Instagram YouTube



Copyright 2023 © nuvitababy.com - Anteprima Brands International Ltd.