



[LOGIN](#)
[ISCRIVITI ORA](#)
[WISHLIST](#)
0

Scegli la lingua
[Italiano](#)
[Inglese](#)
[Spagnolo](#)
[Tedesco](#)
[Francese](#)
[Ceco](#)

Cerca prodotti

Chiudi Menu

[Home](#)

[Prodotti](#)

[Chi siamo](#)

[Blog](#)

[Store Locator](#)

[Collabora con noi](#)

[Diventa rivenditore](#)

[LOGIN](#)

[ISCRIVITI ORA](#)

[WISHLIST](#)

[HOME](#) | **COPPE PER IL SENO INTERCAMBIABILI PER TIRALATTE MATERNO SMART X**

Coppe per il seno intercambiabili per tiralatte Materno Smart X

€9,99

Coppe per il seno intercambiabili.

Compatibili con tutti i tiralatte Materno Smart della linea X.

Disponibili in due misure: 24 mm e 28 mm.

Vendute in set da 2 pezzi.

Dotate di una pratica copertura per mantenerle sempre pulite.

Senza BPA.

Scegli la misura che fa per te: 24 mm

24

mm

28

mm



[Trovalo in negozio](#)



[Scarica il manuale d'istruzioni](#)

Spendi **€45,00** ed ottieni la spedizione gratuita

I nostri ordini vengono evasi entro 12 ore.

CODICE SKU: NU-ALTL0054





Come scegliere la coppa giusta per il tuo seno?

L'estrazione del latte deve essere un'azione piacevole e la misura della coppa incide moltissimo sul tipo di esperienza che viene vissuta usando il tiralatte.

Per scegliere la coppa giusta ti suggeriamo di prendere un righello o un metro a nastro e misurare il diametro del capezzolo (in mm), passando per il centro ed escludendo l'areola.

Come verificare la misura corretta della coppa?

La coppa è troppo piccola se il capezzolo sfrega lungo le pareti del condotto, si arrossa e si sente fastidio.

La coppa è della misura corretta se azionando il tiralatte il capezzolo rimane al centro, si muove liberamente e non si prova alcun fastidio.

La coppa è troppo grande se il capezzolo e il tessuto dell'areola sono attirati all'interno della coppa in modo eccessivo e diventano biancastri.

Ti potrebbero interessare anche

Spesso comprati insieme

Qual è la misura standard della coppa per il seno inclusa nei tiralatte Materno Smart della linea X?

La misura standard della coppa per il seno inclusa nei tiralatte Materno Smart della linea X è di 20 mm. Questa misura è compatibile con tutti i tiralatte Nuvita della linea Materno Smart X.

Posso sostituire la coppa per il seno con altre misure?

Sì, se necessario, la coppa per il seno inclusa può essere sostituita con altre misure compatibili con tutti i tiralatte Nuvita della linea Materno Smart X. Questo permette a ogni mamma di trovare la soluzione più adatta alla propria fisicità.

Quali sono le misure disponibili per le coppe per il seno Nuvita Materno Smart?

Le coppe per il seno Nuvita Materno Smart sono disponibili in due misure: 24 mm e 28 mm. Queste diverse misure consentono di adattare il tiralatte alle esigenze individuali di ogni mamma.

Quante coppe per il seno sono incluse in ogni confezione?

Ogni confezione include 2 coppe per il seno della stessa misura. Questo offre la possibilità di avere una coppa di ricambio e di mantenere una pulizia e igiene ottimali.

Condizioni di vendita

[Garanzia](#)
[Politica dei resi](#)
[Spedizione e Consegna](#)
[Pagamenti](#)
[Privacy & Cookies policy](#)

Servizio Clienti

[Tracciamento ordine](#)
[Modifica ordine](#)
[Richiesta di supporto](#)
[Richiesta di recesso](#)
[Non conformità ordine](#)
[FAQ](#)

Collabora con noi

[Rivenditori](#)
[Influencers](#)

Social

[Facebook](#)
[Instagram](#)
[YouTube](#)



Copyright 2023 © nuvitababy.com - Anteprima Brands International Ltd.

Errore

Nessun prodotto nel tuo carrello